

ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE

ARENAVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8718291398899
Anzahl pro Verpackung: 1
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 1
Nettogewicht (Einzelteil): 18650 g

Allgemeine Informationen:

Optik: Strahlklasse A5
Lampenfamilie: MASTER MHN-LA
Anzahl Lichtquellen: 1
Lichtfarbe: 956 Tageslicht
Vorschaltgerät: -

Initialkennwerte:

Ähnlichste Farbtemperatur: 5600 K

Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse I
Schutzart: IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit: IK08
CE-Zeichen: ja
ENEC-Zeichen: ENEC Zeichen

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE
Gesamt-Produktcode (EOC)	871829139889900
Material-Nr. (12NC)	910504910218
EAN/UPC - Produkt	8718291398899
Nettogewicht (Einzelteil)	18650 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Optik	Strahlklasse A5
Lampenfamilie	MASTER MHN-LA
Anzahl Lichtquellen	1

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	5600 K
---------------------------	--------


Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK08
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen

Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung

