

# Maxos fusion

LL500E IPT-CG

## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500E IPT-CG
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869637479599
Material-Nr. (12NC)	910925864256
EAN/UPC - Produkt	8718696374795
Nettogewicht (Einzelteil)	100 g
Verpackungsanzahl pro Um- verpackung	18
Anzahl pro Verpackung	1

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	IK00

## Produktfoto



## Abmessungsskizze

