

# CoreLine Trunking gen2

LL200Z MB-SW WH (2PCS)

## Produktfoto

### Technische Daten

#### Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z MB-SW WH (2PCS)
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418854999
Material-Nr. (12NC)	910925867566
EAN/UPC - Produkt	8719514188549
Nettogewicht (Einzelteil)	150 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	6
Anzahl pro Verpackung	1

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

#### Gehäuseeigenschaften

Länge	40 mm
-------	-------

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-
CE-Zeichen	Ja



### Abmessungsskizze

