

CoreLine Trunking gen2

LL200Z CB WH (5PCS)

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z CB WH (5PCS)
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418855699
Material-Nr. (12NC)	910925867567
EAN/UPC - Produkt	8719514188556
Nettogewicht (Einzelteil)	195 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	6
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	40 mm
-------	-------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-
CE-Zeichen	Ja

Produktfoto



Abmessungsskizze

