

# CoreLine Trunking gen2

LL200Z SMB WH (5PCS)

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z SMB WH (5PCS)
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418856399
Material-Nr. (12NC)	910925867568
EAN/UPC - Produkt	8719514188563
Nettogewicht (Einzelteil)	183 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	6
Anzahl pro Verpackung	1

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

### Gehäuseeigenschaften

Länge	40 mm
-------	-------

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-
CE-Zeichen	Ja

## Abmessungsskizze

