

CoreLine Trunking gen2

LL200Z SW2-1250

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z SW2-1250
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418858799
Material-Nr. (12NC)	910925867570
EAN/UPC - Produkt	8719514188587
Nettogewicht (Einzelteil)	25 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	50
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	1250 mm
-------	---------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-
CE-Zeichen	Ja

Abmessungsskizze

