

CoreLine Trunking gen2

LL200Z SW2-5000

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z SW2-5000
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418860099
Material-Nr. (12NC)	910925867572
EAN/UPC - Produkt	8719514188600
Nettogewicht (Einzelteil)	100 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	30
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	5000 mm
-------	---------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-
CE-Zeichen	Ja

Abmessungsskizze

