

CoreLine Trunking gen2

LL200Z EP WH (6PCS)

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z EP WH (6PCS)
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418861799
Material-Nr. (12NC)	910925867573
EAN/UPC - Produkt	8719514188617
Nettogewicht (Einzelteil)	117 g
Verpackungsanzahl pro Um- verpackung	6
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	7 mm
-------	------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-
CE-Zeichen	Ja