

CoreLine Trunking gen2

LL234X 7x1.5 BC

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL234X 7x1.5 BC
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951410852300
Material-Nr. (12NC)	910925867595
EAN/UPC - Produkt	8719514108523
Nettogewicht (Einzelteil)	3450 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	3400 mm
-------	---------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Zeichen	Ja

Produktfoto



Abmessungsskizze

