

MASTER Value Decorative LED bulbs

MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951438548100
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
EAN/UPC - Produkt	8719514385481
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Nettogewicht (Einzelteil)	70 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Socket	E27
Technischer Typ	0.7

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	1800 K
Lichtfarbe	1800
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	250 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	62 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	250 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.7 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	38 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch	4 kWh/1000h
------------------	-------------

Abmessungsskizze

