

MASTER LEDtube EM/Mains T8

MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951431664500
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8
EAN/UPC - Produkt	8719514316645
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	285 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G13 ROT
Technischer Typ	0.9

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	3700 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	170 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	3700 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	C
Energieverbrauch	22 kWh/1000h

Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

Abmessungsskizze



ProdLength 1500 mm